



FECHA 31/08/2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Carlos Javier Salas Castro

DIRECCION: Roberto matta #71, Parque Lahuen, Alerce Norte

TELEFONO: 982308332 EDAD: 66 años

MARCA AUDIFONO: Unitron

MODELO AUDIFONO: Next 8

FECHA DE ADAPTACION: Julio 2019

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Oído izquierdo

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO

CONCLUSIÓN: Buena adherencia al tratamiento con audífonos. Se observa buen manejo y limpieza del audífono por parte del usuario. No requiere de educación ni reforzamiento del uso y mantención del audífono ya que tiene buen manejo y conocimiento de este. Al evaluar el funcionamiento del audífono se observa que no funciona el dispositivo. Se deriva a Auditron por otro audífono. _____

Geovana Casanova

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Carlos Ignacio Muñoz
Sandoval