



FECHA: 28-08-2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: GLORIA YANET CONTRERAS ARENAS

DIRECCION: LOS ALERCES MZ 7 CASA 9

TELEFONO: 90250809

EDAD: 69 AÑOS

MARCA AUDIFONO: REXTON

MODELO AUDIFONO: TARGA P5

FECHA DE ADAPTACION: OIDO DERECHO: 2016 OIDO IZQUIERDO: 2017

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? OIDO DERECHO – OIDO IZQUIERDO

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: NO

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO

☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO

REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI
☒ SI
☐ SI
☐ SI

☐ NO
☐ NO
☒ NO
☒ NO

CONCLUSIÓN:

PACIENTE PRESENTA UNA BUENA ADHERENCIA CON EL TRATAMIENTO DE AUDIFONO BILATERAL

PRESENTA UN BUEN MANEJO Y LIMPIEZA DEL AUDIFONO POR PARTE DEL USUARIO.

NO FUE NECESARIO EDUCAR O REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS.

SE SUGERE DERIVAR PARA AUDIOMETRIA Y UNA POSTERIOR HORA EN AUDITRON PARA REPARACION O CAMBIO

TECNOLOGO MEDICO ORL

AI. TM. ORL IV: DANIEL ANTONIO SOLIS
MONTECINOS