



FECHA 31-08-2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO
Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Patricio Sánchez H.
DIRECCIÓN: Calle Bailahué 1982 Sardin Austral
TELÉFONO: 632 276702
EDAD: 70 años

MARCA AUDÍFONO: Belton
MODELO AUDÍFONO: Taurus 175d
FECHA DE ADAPTACIÓN: 2019
¿EN QUE OÍDO USA EL AUDÍFONO? oído izquierdo
USO DE AUDÍFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No

MANEJO DEL AUDÍFONO:

- 1.-Sabe el manejo del audífono:
- 2.-Sabe manejar los controles:
- 3.-Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.-Sabe limpiar el audífono:
- 5.-Sabe colocar las pilas:
- 6.-Sabe cuándo la pila está descargada

<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo
MOLDE:

- 1.-¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.-Limpieza del molde auditivo:
- 3.-¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.-Conexión con el audífono:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

AUDÍFONO:

- 1.-Estado de la carcasa:
- 2.-Estado del orificio del micrófono:
- 3.-Estado de los interruptores:
- 4.-Movimiento del control de volumen:
- 5.-Posición de los controles externos:

<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO
<input checked="" type="radio"/> BUENO	<input type="radio"/> MALO

PILAS:

- 1.-Posición de las pilas:
- 2.-Limpieza de los contactos:
- 3.-Carga de las pilas:

<input checked="" type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> MALO
<input checked="" type="checkbox"/> BUENO	<input type="checkbox"/> MALO
<input type="checkbox"/> BUENO	<input checked="" type="checkbox"/> MALO

REVISIÓN ACÚSTICA:

- 1.-Amplificación intermitente:
- 2.-Sonido nítido:
- 3.-Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.-Presenta retroalimentación:

<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

CONCLUSIÓN: Paciente presenta buena adherencia al tratamiento con audífono. Tiene un buen manejo y limpieza del audífono. Se educó sobre uso de prótesis y sobre el cambio de pilas. Se derivó a Audífonos para compra y cambio de pilas. Se sugiere control anual.

TECNOLOGOMEDICOORL

AI. TM. ORL IV: Andrés Bohomonde Sánchez