



FECHA: 02/09/2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56
Universidad Austral de Chile
Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Patricia Caico

DIRECCION: calbuco

TELEFONO: 58273952 EDAD: 67 años

MARCA AUDIFONO: unitron

MODELO AUDIFONO: next8

FECHA DE ADAPTACION: agosto 2019

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Oído derecho

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: no

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

MALO
MALO
MALO
MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

MALO
MALO
MALO
MALO
MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO

☐ MALO

☒ BUENO

☐ MALO

☒ BUENO

☐ MALO

REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☐ SI

☒ NO

☒ SI

☐ NO

☐ SI

☒ NO

☐ SI

☒ NO

CONCLUSIÓN: Buena adherencia al tratamiento con audífono. Se observa buen manejo y conocimiento del funcionamiento y limpieza del audífono y molde por parte del usuario. Se sugiere control según necesidad o bien en un plazo de un año. _____.

TECNOLOGO MEDICO ORL

Brenda Velásquez Caico
Al. TM. ORL IV: