



FECHA 01/09/2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56

Universidad Austral de Chile

Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Vicente Raúl Salas Flores_____

DIRECCION: Laguna Avendaño 4955_____

TELEFONO:_____ 9 34256708_____ EDAD: 50 años_____

MARCA AUDIFONO: Unitron_____

MODELO AUDIFONO: Stride M_____

FECHA DE ADAPTACION: Hace aproximadamente 2 años_____

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? Oído izquierdo_____

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: NO_____

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

1.- Sabe el manejo del audífono:

☒ SI

☐ NO

2.- Sabe manejar los controles:

☐ SI

☒ NO

3.- Sabe manejar el molde del audífono:

☒ SI

☐ NO

4.- Sabe limpiar el audífono:

☒ SI

☐ NO

5.- Sabe colocar las pilas:

☒ SI

☐ NO

6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

☒ SI

☐ NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:

☒ BUENO

☐ MALO

2.- Limpieza del molde auditivo:

☒ BUENO

☐ MALO

3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:

☒ BUENO

☐ MALO

4.- Conexión con el audífono:

☒ BUENO

☐ MALO

AUDIFONO:

1.- Estado de la carcasa:

☒ BUENO

☐ MALO

2.- Estado del orificio del micrófono:

☒ BUENO

☐ MALO

3.- Estado de los interruptores:

☒ BUENO

☐ MALO

4.- Movimiento del control de volumen:

☒ BUENO

☐ MALO

5.- Posición de los controles externos:

☒ BUENO

☐ MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO☒ SI☐ NO

CONCLUSIÓN: Adherencia parcial al tratamiento con audífonos por no conocer el manejo de los controles de este, se educa al paciente al respecto. Se entregan indicaciones de uso de audífono progresivo en horas diarias, se cita a control en dos semanas.

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Karina Isabel Salas Flores.