



FECHA 30 de Agosto del 2020_____

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audífonos GES 56

Universidad Austral de Chile

Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: Pablo Valdés Mardones

DIRECCION: Los Maños 27

TELEFONO: 90719951 EDAD: 67 años

MARCA AUDIFONO: BELTONE

MODELO AUDIFONO: NEXT 8

FECHA DE ADAPTACION: 30 DE AGOSTO DEL 2019

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? DERECHO

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: NO

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Sabe el manejo del audífono:
- 2.- Sabe manejar los controles:
- 3.- Sabe manejar el molde del audífono:
- 4.- Sabe limpiar el audífono:
- 5.- Sabe colocar las pilas:
- 6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

☒ SI
☒ SI
☒ SI
☒ SI
☒ SI
☒ SI

☐ NO
☐ NO
☐ NO
☐ NO
☐ NO
☐ NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

- 1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:
- 2.- Limpieza del molde auditivo:
- 3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:
- 4.- Conexión con el audífono:

☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO

☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO

AUDIFONO:

- 1.- Estado de la carcasa:
- 2.- Estado del orificio del micrófono:
- 3.- Estado de los interruptores:
- 4.- Movimiento del control de volumen:
- 5.- Posición de los controles externos:

☐ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO
☒ BUENO

☒ MALO
☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO
☐ MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO☒ BUENO☐ MALO**REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no**

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

☐ SI☒ NO☒ SI☐ NO☐ SI☒ NO☐ SI☒ NO

CONCLUSIÓN: Buena adherencia al tratamiento de audífono, buen manejo y limpieza del audífono por parte del usuario, durante la evaluación se reforzó contenidos respecto su uso y mantención del audífono, se deriva a AUDITRON para cambio de carcasa.

TECNOLOGO MEDICO ORL

Al. TM. ORL IV: Valentina Muñoz Vallejos