



FECHA 01-09-2020

REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL AUDÍFONO

Programa DE Seguimiento del uso de Audifonos GES 56

Universidad Austral de Chile

Hospital de Puerto Montt

NOMBRE: John Jairo Ayancaín Llaiguén
DIRECCION: Chayahué s/n, comuna Calbuco
TELEFONO: 41893489 EDAD: 69 años

MARCA AUDIFONO: Unitron

MODELO AUDIFONO: Next 8

FECHA DE ADAPTACION: 3 años aproximadamente

¿EN QUE OIDO USA EL AUDIFONO? oido izquierdo

USO DE AUDIFONOS ANTERIORES AL ACTUAL: No

MANEJO DEL AUDIFONO: a cada pregunta contestar si o no

1.- Sabe el manejo del audifono:

SI

NO

2.- Sabe manejar los controles:

SI

NO

3.- Sabe manejar el molde del audifono:

SI

NO

4.- Sabe limpiar el audifono:

SI

NO

5.- Sabe colocar las pilas:

SI

NO

6.- Sabe cuándo la pila esta descargada

SI

NO

REVISIÓN VISUAL: a cada pregunta contestar como bueno o malo

MOLDE:

1.- ¿En qué estado se encuentra el molde auditivo?:

BUENO

MALO

2.- Limpieza del molde auditivo:

BUENO

MALO

3.- ¿Cómo se observa la adaptación del molde?:

BUENO

MALO

4.- Conexión con el audifono:

BUENO

MALO

AUDIFONO:

1.- Estado de la carcasa:

BUENO

MALO

2.- Estado del orificio del micrófono:

BUENO

MALO

3.- Estado de los interruptores:

BUENO

MALO

4.- Movimiento del control de volumen:

BUENO

MALO

5.- Posición de los controles externos:

BUENO

MALO

PILAS:

- 1.- Posición de las pilas:
- 2.- Limpieza de los contactos:
- 3.- Carga de las pilas:

BUENO	MALO
BUENO	MALO
BUENO	MALO

REVISIÓN ACÚSTICA: a cada pregunta contestar sí o no

- 1.- Amplificación intermitente:
- 2.- Sonido nítido:
- 3.- Produce ruido al girar el control de volumen:
- 4.- Presenta retroalimentación:

SI	NO

CONCLUSIÓN: Adherencia parcial al tratamiento con audífono por alteración en el molde auditivo, se observa poco manejo en términos de limpieza del molde, se educa en este aspecto a paciente y acompañante, además son educados respecto a la carga de la pila. Al evaluar el molde auditivo se observan grietas y manguera rota. Se deriva a Auditron para cambio de molde y manguera.

TECNOLOGO MEDICO ORL

AI. TM. ORL IV: Daniela Gutiérrez Llaiguen.